



NOAL
MOBILITY
CARE



**Comodi, eleganti
e facili da utilizzare**

**SERVOSCALA
A POLTRONCINA**

Servoscala a poltroncina per ogni esigenza.



Riacquista la possibilità di vivere i tuoi spazi in piena autonomia grazie ai servoscala a poltroncina Mobility Care!

Muoverti liberamente in casa e fuori casa, ti aiuterà a recuperare quella fiducia in te stesso e la serenità che solo quegli ostacoli apparentemente insormontabili ti avevano tolto, migliorando la qualità della tua vita.

VANTAGGI DEL SERVOSCALA A POLTRONCINA



accessibilità a tutti
gli ambienti domestici



sicurezza
nei movimenti



maggiore mobilità
della persona



minor pericolo
di infortuni

Mobility Care offre un'ampia gamma di servoscala a poltroncina atti a soddisfare tutte le tue esigenze di accessibilità all'interno e all'esterno della tua casa.

I nostri ausili sono comodi, eleganti, facili da utilizzare e agevolano la salita e la discesa in totale sicurezza. Nella fase di inutilizzo, possono essere richiusi (braccioli, seduta e pedana poggiapiedi) in modo da ridurne l'ingombro sulla scala. Ogni soluzione è studiata su misura in base alle caratteristiche della scala e alle necessità dell'utilizzatore.



TIPOLOGIE DI SERVOSCALA A POLTRONCINA



scale dritte



scale curve




ambienti esterni

CURVILINEO MONOTUBO

Servoscala a poltroncina per scale curve



Facilità di utilizzo, silenziosità e design funzionale.

Può essere installato su qualsiasi tipo di scala interna all'abitazione. È in grado di garantire salite e discese sicure e comode anche sulle scalinate più complesse. Il design compatto lascia libera un'ampia porzione della scala. Dispone di una batteria di riserva che gli consente di funzionare anche in caso di interruzione della corrente.



Alcune delle dimensioni indicate variano in funzione della situazione della scala nell'abitazione e dalla versione del seggiolino.

Portata: 125 kg



Modelli di sedile

Un sedile per ogni interno.

Il servoscala a poltroncina con guida monotubo offre tre diversi modelli di sedile, ciascuno dei quali è disponibile in vari colori.

standard **Sedile Classic**
optional **Sedile Elegance**
optional **Sedile Alliance**



Design salvaspazio

Il bracciolo, la seduta e la pedana poggiatesta possono essere facilmente ripiegati, ottimizzando lo spazio sulla scala.

È possibile scegliere tra numerose opzioni in termini di comfort e stile, per adattare il prodotto alla propria casa. Perché la comodità deve essere anche bella.

Colori disponibili



antracite



rosso



beige

Il sedile Classic presenta una finitura realizzata in durevole poliuretano antiscivolo (gomma morbida), estremamente resistente e facile da mantenere pulito.

Colori disponibili



crema



rosso bordeaux



marrone cacao

Il sedile Elegance in similpelle è leggermente imbottito e offre un'armoniosa combinazione tra design elegante e comfort raffinato.

Colori disponibili



rosso bordeaux



crema



marrone cacao

Il nuovo sedile Alliance con un design bicolore per un aspetto fine e moderno. Cornice in legno e sedile e braccioli in similpelle.

Possibilità di abbinare il colore della guida



bianco crema



marrone



grigio

Caratteristiche

STANDARD

Joystick e interruttore a chiave

Questo pratico comando può essere posizionato sul bracciolo destro o su quello sinistro. È possibile rimuovere la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



Telecomando radio

Con una leggera pressione sui pulsanti di invio e recupero, il montascale è sempre facile da raggiungere. Disponibile un radiocomando ad ogni fermata.



Cintura di sicurezza

Presente di serie per una protezione e una sicurezza ottimali. Per i sedili Elegance e Alliance è disponibile anche un modello di cintura con imbragatura.



Rotazione manuale

Attivabile tramite una leva posta sotto la seduta. Quando il montascale è fermo il sedile può ruotare in entrambe le direzioni.



Partenza ridotta

Minimo ingombro alla partenza.



OPTIONAL

Rotazione motorizzata monodirezionale

Rotazione motorizzata del seggiolino tramite comando sul bracciolo. Il sedile ruota solo all'arrivo in alto verso il pianerottolo.



Rotazione bidirezionale motorizzata

La rotazione bidirezionale è utile per le scale molto strette e può essere attivata in cima o in fondo alle scale. L'utente viaggia rivolto verso il basso.



Guida ribaltabile motorizzata

Guida ribaltabile motorizzata per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala. È azionata tramite il comando sul bracciolo o tramite radiocomando.




Pedana automatica e illuminata

Ribaltamento pedana poggiatesta automatico tramite un bottone sul bracciolo. Inoltre, grazie alla luce a led permette la visibilità anche di notte.



Batterie ultrapower da 20ah al litio per percorsi lunghi.




CURVILINEO DUE TUBI

Servoscala a poltroncina per scale curve


**Sicuro, affidabile e facile da usare.
Perfetto per scale e corridoi stretti,
ma anche per scale a chiocciola.**

Realizzato su misura per adattarsi
perfettamente alla vostra casa e per
ottenere una finitura accurata grazie ai
numerosi optional disponibili. Garantisce
salite e discese fluide e stabili grazie alla
tecnologia all'avanguardia del design a due
binari.



Alcune delle dimensioni indicate variano
in funzione della situazione della scala
nell'abitazione e dalla versione del seggiolino.

Portata standard: 136 kg
Optional: fino a 160 kg,
con seduta maggiorata
(larghezza seduta 51 cm).



Modelli di sedile

Un sedile per ogni interno.

Il servoscala a poltroncina curvilineo due tubi offre tre diversi modelli di sedile, disponibili in vari colori e finiture.

Sedile Simplicity



Colore disponibile



sabbia

Il sedile Simplicity presenta un design essenziale ed un rivestimento color sabbia facile da pulire.

Colori disponibili



sabbia



marrone
cacao



rubino



ardesia

Il sedile Smart si adatta ad ogni esigenza grazie alla sua versatilità. Disponibile in quattro colorazioni, il rivestimento è estremamente durevole e facile da mantenere pulito. Versione per esterni color ardesia.

Sedile Smart




Colori disponibili



bianco
(similpelle)



beige
(similpelle)



rosso
(tessuto)

Il sedile Style combina design, comfort ed affidabilità. Grazie alla sua concezione ergonomica e regolabile in altezza assicura il massimo del comfort. Disponibili diverse finiture e colorazioni.

Sedile Style



Possibilità di abbinare il colore della guida



grigio
chiaro



nero



marrone



Caratteristiche

STANDARD

Telecomando e comando di bordo

È estremamente semplice da usare: basta tenerlo premuto nella direzione verso la quale si desidera spostarsi e il montascale si muoverà delicatamente di conseguenza. Disponibile anche la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



Sedile richiudibile e rotazione manuale

Sedile richiudibile e seggiolino con rotazione manuale all'arrivo in alto per aiutare la salita e la discesa dal servoscala.



Cintura di sicurezza

Pratica cintura di sicurezza retrattile, per garantire la massima tranquillità.



Display diagnostico

Per monitorare lo stato del tuo montascale. È presente inoltre un interruttore per spegnere completamente il servoscala.



Batteria

Batteria di riserva per poter utilizzare il servoscala anche in caso di interruzione di corrente.



OPTIONAL


Rotazione motorizzata monodirezionale

Rotazione motorizzata del seggiolino tramite comando sul bracciolo. Il sedile ruota solo all'arrivo in alto verso il pianerottolo. (Disponibile solo sui sedili Style e Smart).



Guida ribaltabile motorizzata

Guida ribaltabile motorizzata per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala. È azionata tramite il comando sul bracciolo o tramite radiocomando.



Pedana poggipiedi motorizzata

Ribaltamento pedana poggipiedi automatico tramite un bottone sul bracciolo.



Versione per esterni

Rivestimento impermeabile della macchina e guida trattata per esterno, compreso telo di copertura. Sedile color ardesia.



Sedile Perch

Posizione del seggiolino più alta e seduta meno profonda. Adatto a chi ha problemi di mobilità alle ginocchia. (Disponibile solo per interni).



RETTILINEI

Servoscala a poltroncina per scale dritte

Facili da utilizzare, silenziosi e dal design funzionale. Adatti a qualsiasi tipo di abitazione.

I montascale a poltroncina rettilinei Mobility Care rappresentano una soluzione sicura e affidabile.

Sono disponibili diversi modelli, per interno e per esterno, che permettono ad ognuno di trovare la soluzione ideale per risolvere le proprie esigenze di mobilità e comfort, dai modelli più semplici a quelli dotati di funzioni avanzate, come la rotazione del sedile motorizzata e la pedana poggiapiedi automatica.

Compatti e pieghevoli, dispongono di guide fissate a gradino e di una batteria di riserva che consente loro di continuare a funzionare anche in caso di interruzione della corrente elettrica.



Modelli di servoscala rettilinei

MV 1100



Ultra sottile e compatto

Versione base con sedile Style. Grazie alla guida più stretta del mercato, MV 1100 può essere posizionato vicino alla parete lasciando molto spazio libero sulle scale per dare la libertà agli altri utilizzatori di salire e scendere comodamente i gradini. Sistema di carica continua integrato.

Colore sedile




beige

Colore guida



alluminio



Alcune delle dimensioni indicate variano in funzione della situazione della scala nell'abitazione e dalla versione del seggiolino.

Portata:

140 kg (da 30° a 45°)
130 kg da (46° a 50°)

MV 1000



Soluzione con portata maggiorata e per scale esterne

Il modello MV 1000 garantisce l'installazione anche in scale poco ripide ed esterne. Grazie alla poltroncina completamente personalizzabile nelle colorazioni, si integra alla perfezione in qualsiasi abitazione.

Colori disponibili sedile



sabbia



cacao



rubino

Colore guida



alluminio



zaffiro



giada



ardesia (versione per esterno)

Versione per esterni



Portata standard: 137 kg

Optional:

XL: fino a 160 kg
XXL: fino a 200 kg

Caratteristiche

STANDARD

Telecomando radio e comando di bordo

È estremamente semplice da usare: basta tenerlo premuto nella direzione verso la quale si desidera spostarsi e il montascale si muoverà delicatamente di conseguenza. Disponibile anche la chiave per impedire l'utilizzo non autorizzato.



Cintura di sicurezza

Cintura retrattile per garantire una maggiore flessibilità e sicurezza.



Rotazione del sedile manuale

Tramite la leva posta sotto il sedile.



Display diagnostico

Per monitorare lo stato del tuo montascale. È presente inoltre un interruttore per spegnere completamente il servoscala.



Pedana poggipiedi richiudibile manuale



OPTIONAL

Rotazione motorizzata

Rotazione motorizzata del seggiolino tramite comando di bordo.



Pedana poggipiedi motorizzata

Ribaltamento pedana poggipiedi automatico tramite un bottone sul bracciolo.



Guida ribaltabile manuale o motorizzata

Guida ribaltabile per evitare di ostruire il passaggio in fondo alla scala.



Guida scorrevole motorizzata

Guida scorrevole motorizzata per lasciare libero il passaggio prima e dopo la rampa di scale. [Disponibile solo sul modello MV 1100].




Sedile Perch

Posizione del seggiolino più alta e seduta meno profonda. Adatto a chi ha problemi di mobilità alle ginocchia. [Disponibile solo sul modello MV 1000 per interni].



Scopri il **centro autorizzato** più vicino a te nel nostro sito

www.mobilitycare.it



MOBILITY CARE srl

Sede di Treviso

Via dell'Artigianato, 4 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. +39 0423 86443 | Fax +39 0423 1773000

Sede di Bergamo

Via Don Milani, 15/A - 24050 Civate Al Piano (BG)
Tel. +39 0363 221873

Sede di Torino

Strada Commenda, 4/B - 4/C - 10072 Caselle Torinese (TO)
Numero Verde: 800 598078

www.mobilitycare.it | info@mobilitycare.it

